


(R)EVOLUTION®

L'implant Champions (R)Evolution® est un implant deux pièces à vis inséré au niveau de l'os. Les implants sont disponibles en diamètres de 3,5/4,0/4,5/5,5 et en longueurs de 6,5/8/10/12/14/16 mm. Ainsi, la gamme des implants permet de couvrir une large étendue d'indications. L'implant est non seulement approprié pour l'insertion dans l'os cicatrisé (implantation différée), mais aussi pour l'insertion différée (6-8 semaines après extraction de la dent) et pour l'extraction-implantation (implantation immédiatement après l'extraction de la dent) sous certaines conditions. L'implant Champions (R)Evolution® peut être posé dans l'os maxillaire et mandibulaire (D1-D4) avec ou sans augmentation.

Prière de respecter les restrictions d'indication dans les instructions d'utilisation.

Matériel: titane grade 4



Diamètre	Longueur	Hauteur	N° d'art.	Type
3,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0800	●
	8 mm	3,5 mm	0815	
	10 mm	3,5 mm	0830	
	12 mm	3,5 mm	0845	
	14 mm	3,5 mm	0860	
	16 mm	3,5 mm	0875	
4,0 mm	6,5 mm	3,5 mm	0802	
	8 mm	3,5 mm	0817	
	10 mm	3,5 mm	0832	
	12 mm	3,5 mm	0847	
	14 mm	3,5 mm	0862	
	16 mm	3,5 mm	0877	
4,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0805	
	8 mm	3,5 mm	0820	
	10 mm	3,5 mm	0835	
	12 mm	3,5 mm	0850	
	14 mm	3,5 mm	0865	
	16 mm	3,5 mm	0880	
5,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0810	
	8 mm	3,5 mm	0825	
	10 mm	3,5 mm	0840	
	12 mm	3,5 mm	0855	
	14 mm	3,5 mm	0870	
	16 mm	3,5 mm	0885	