


TULIPE

L'implant Champions® tulipe est un implant à vis monobloc inséré au niveau de l'os. L'implant est disponible en diamètres de 2,5/3,0/4,0 mm et en longueurs de 8/10/12/14/16/18/20/22/24 mm. Ainsi, la gamme des implants permet de couvrir une large étendue d'indications. L'implant est non seulement approprié pour l'insertion dans l'os de mâchoire cicatrisé à long terme (implantation différée), mais aussi pour l'insertion différée (6-8 semaines après l'extraction de la dent) et pour l'extraction-implantation (implantation immédiatement après l'extraction de la dent) sous certaines conditions. L'implant tulipe peut être posé dans l'os maxillaire et mandibulaire (D1-D4) pour fixer une prothèse amovible. Dans le maxillaire, il doit y avoir au moins 3 implants/dents par quadrant. Dans la mandibule, il doit y avoir au moins 2 dents/implants par quadrant.

Prière de respecter les restrictions d'indication dans les instructions d'utilisation.

Matériel: titane grade 4



Diamètre	Longueur	Hauteur	N° d'art.	Type
2,5 mm	10 mm	6,3 mm	1900	●
	12 mm	6,3 mm	2015	
	14 mm	6,3 mm	2035	
	16 mm	6,3 mm	2055	
3,0 mm	8 mm	6,8 mm	1890	
	10 mm	6,8 mm	1905	
	12 mm	6,8 mm	2016	
	14 mm	6,8 mm	2040	
	16 mm	6,8 mm	2060	
	18 mm	6,8 mm	2080	
	20 mm	6,8 mm	2100	
	22 mm	6,8 mm	2120	
4,0 mm	8 mm	7,1 mm	1895	
	10 mm	7,1 mm	2005	
	12 mm	7,1 mm	2025	
	14 mm	7,1 mm	2050	
	16 mm	7,1 mm	2070	
	18 mm	7,1 mm	2090	
	20 mm	7,1 mm	2110	
	22 mm	7,1 mm	2130	
24 mm	7,1 mm	2150		