


## TÊTE CARRÉE «NEW ART»

L'implant Champions® à tête carrée est un implant de vis monobloc inséré au niveau de l'os. Les implants sont disponibles en diamètres 3,0/3,5/4,5/5,5 mm et en longueurs de 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 mm. Ainsi, la gamme des implants permet de couvrir une large étendue d'indications.

L'implant est non seulement approprié pour l'insertion dans l'os de mâchoire cicatrisé à long terme (implantation différée) mais aussi pour l'insertion différée (6-8 semaines après l'extraction de la dent) ainsi que pour l'extraction-implantation (implantation directement après l'extraction de la dent) sous certaines conditions. Les implants à tête carrée peuvent être posés dans l'os du maxillaire et de la mandibule (D1-D4).

Prière de respecter les restrictions d'indication dans les instructions d'utilisation.

Matériel: titane grade 4




Diamètre	Longueur	Hauteur	N° d'art.	Type
3,0 mm	10 mm	8,0 mm	1015	○
	12 mm	8,0 mm	1040	
	14 mm	8,0 mm	1080	
	16 mm	8,0 mm	1120	
3,5 mm	6 mm	8,1 mm	0900	
	8 mm	8,1 mm	1000	
	10 mm	8,1 mm	1020	
	12 mm	8,1 mm	1050	
	14 mm	8,1 mm	1090	
	16 mm	8,1 mm	1130	
	18 mm	8,1 mm	1160	
	20 mm	8,1 mm	1170	
	22 mm	8,1 mm	1180	
24 mm	8,1 mm	1190		
4,5 mm	6 mm	8,6 mm	0910	
	8 mm	8,6 mm	1010	
	10 mm	8,6 mm	1030	
	12 mm	8,6 mm	1060	
	14 mm	8,6 mm	1100	
5,5 mm	6 mm	9,2 mm	0920	
	8 mm	9,2 mm	1012	
	10 mm	9,2 mm	1035	
	12 mm	9,2 mm	1070	
	14 mm	9,2 mm	1110	
	16 mm	9,2 mm	1150	

## TÊTE CARRÉE «CLASSIC»

L'implant Champions® à tête carrée «Classic» est un implant à vis monobloc inséré au niveau de l'os. L'implant d'un diamètre de 3,5 mm est disponible en longueurs de 8/10/12/14/16 mm. Ainsi, la gamme des implants permet de couvrir une large étendue d'indications. L'implant est non seulement approprié pour l'insertion dans l'os de mâchoire cicatrisé à long terme (implantation différée) mais aussi pour l'insertion différée (6-8 semaines après l'extraction de la dent) ainsi que pour l'extraction-implantation (implantation directement après l'extraction de la dent) sous certaines conditions. Les implants Classic peuvent être posés dans l'os mandibulaire (D1).

Prière de respecter les restrictions d'indication dans les instructions d'utilisation.

Matériel: titane grade 4



Diamètre	Longueur	Hauteur	N° d'art.	Type
3,5 mm	8 mm	8,1 mm	1005	●
	10 mm	8,1 mm	1025	
	12 mm	8,1 mm	1055	
	14 mm	8,1 mm	1095	
	16 mm	8,1 mm	1135	