



Le système Champions

1. Portrait de la société 
2. Trousse de chirurgie & instruments 
3. Champions (R)Evolution Chirurgie 
4. Champions (R)Evolution Prothèse 
5. Champions Tête carrée 
6. Champions Tête boule 
7. Implant en zircone PATENT 
8. Smart Grinder 
9. PlasmaSafe 



Nous sommes
à votre disposition

Lundi, Mardi, Jeudi :
7h30 à 18h00
Mercredi :
7h30 à 16h00
Vendredi: 7h30 à 14h00

TÉLÉPHONE :
0049 6734 91 40 80

FAX :
0049 6734 10 53

E-MAIL :
info@champions-implants.com

ONLINE-SHOP :
champions-implants.shop

PORTABLE CEO ARMIN NEDJAT
0049 151 15 25 36 92

CONTACT FRANCE
Nabila Asbai
07.62.59.22.50
nabila.asbai@champions-implants.com

Fanny Rougnon-Glasson
06.40.75.69.02
fanny@championsimplants.fr



TABLE DES MATIÈRES

Smart Grinder & accessoires | page 4

Instructions | page 8

Les produits et les désignations présentés dans ce catalogue sont en partie protégés par des marques, des brevets, et des droits d'auteur. L'absence d'une référence spéciale ou du symbole ® ou TM ne signifie pas qu'aucune protection légale n'existe.

Champions®, Champions (R)Evolution®, LOC®, MIMI®, et Win!®, sont des marques déposées du Dr. Armin Nedjat; Cleanser® de KometaBio; Docklocs® de Medealis GmbH; BloodSTOP® iX de LifeScience PLUS Inc.; LOCATOR® de Zest Dental Solutions; CEREC® de Sirona Dental GmbH; FiBER FORCE® de Bio Composants Médicaux; MEDENTiKA de Straumann GmbH, PlasmaSafe® de Infini-TI Biomedical GmbH, PATENT™ de Zircon Medical Management AG.

Les informations du fabricant conformément à MDD (Medical Device Directive [directive relative aux dispositifs médicaux]) / MDR (Medical Device Regulation [réglementation relative aux dispositifs médicaux]) sont indiquées sur l'étiquette du produit.






Smart Grinder



Smart Grinder

Le Smart Grinder est un dispositif permettant de réaliser une greffe autologue à partir des dents extraites du patient. Le protocole se décompose en plusieurs étapes (nettoyage dent, broyage, tamisage, décontamination, tampon phosphate) et dure environ 15 minutes. L'utilisation du Smart Grinder s'intègre parfaitement dans le cadre d'un traitement de préservation d'os alvéolaire ou de comblement. Le procédé est éprouvé scientifiquement. Le kit complet se compose d'une base principale et de 6 kits patients comprenant une chambre de broyage et des solutions de décontamination.







Smart Grinder GENESIS Complete Kit (kit complet)

1 x Smart Grinder GENESIS

Dispositif de base

6 x Chambres de broyage (usage unique, individuel pour chaque patient)

6 x Récipients pour particules

6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml

6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 5 ml

RÉF 4300G

Smart Grinder GENESIS

1 x Smart Grinder GENESIS

Dispositif de base

RÉF 4301G



Chamber Kit

6 x Chambres de broyage (usage unique, individuel pour chaque patient)

6 x Récipients pour particules

6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml

6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 5 ml

RÉF 4302





Cleanser Kit

6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml


6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate)
5 ml

RÉF 43041



Instructions

Retrouvez des films sur le Champions Smart Grinder sur le lien ou en scannant le QR-Code sur votre portable.



Smart Grinder

Greffe osseuse autologue réalisée à partir des dents extraites du patient

<https://vimeo.com/336975548>



Préservation du volume après l'extraction dentaire

Préservation du volume des tissus mous et durs grâce à la greffe osseuse réalisée à l'aide du Smart Grinder.

<https://vimeo.com/311848197>



Procédé Smart Grinder

Étapes du procédé


<https://vimeo.com/173354091>



Extraction dentaire et préparation du greffon à l'aide du Smart Grinder

Extraction et mise en place du greffon en site 14 à l'aide du Smart Grinder. Mise en place de la prothèse provisoire en sites 17 à 13.

<https://vimeo.com/481630710>



Concept du procédé Smart Grinder

Animation avec Smart Grinder

<https://vimeo.com/575295760>

Notes

Welcome
to the
future



Champions-Implants GmbH

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
tel 0049 6734 91 40 80 | fax 0049 6734 10 53
info@champions-implants.com
champions-implants.com